

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25年 6月 10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 102266 100266
作業年月日	平成 25年 6月 11日		作業時間: _____ Hr
顧客名	谷口 医院 様		TEL: 0258-83-0111
所在地	新潟県小千谷市大字蕨生乙933-7		担当 _____ 様
販売店	源川医科器械(株) 長岡		担当 志村 _____ 様
納入年月日	平成 23年 5月 27日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品 _____
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目		定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>		修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

不具合状況、依頼内容、異常履歴
 給水異常・濃度維持異常・オゾン水生成異常

不具合原因、作業内容
 定期メンテナンス

点検項目			
フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> パルス数
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>


作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
 定期点検実施。異常あり修正しました。

装置 情報	交換後運転回数: 632	更新(別注) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施	殺菌: 632	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	7L単独: 0	エア単独: 306



交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1	吸盤		<input checked="" type="checkbox"/>	3
オゾンセンサ		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾン濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
排水フィルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 25月6.11日

ご署名 谷口棟一郎 

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
 TEL: 025-233-0592

責任技術者	作業者
 25/6/11	 25/6/11