

# 点検確認書

樋口内科・消化器科医院 御中

株式会社IHIシバウラ  
環境事業部

点検担当者：新鋭工業(株)新潟支店 山崎

|       |                       |      |              |       |        |
|-------|-----------------------|------|--------------|-------|--------|
| 点検年月日 | 26年 10月 21日           | 機種名  | ONW-10B      | 製造番号  | 001736 |
| 設置場所  | 新潟県新潟市五十嵐二の町 8218番地23 | TEL  | 025-262-0200 |       |        |
| 納入時期  | 21年 9月 28日            | 使用回数 |              | 御対応者様 |        |

| 点検項目       | 点検結果                                   |         |                          |                             |
|------------|----------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------------|
| スイッチ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換      | <input type="checkbox"/> |                             |
| 電源釦        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換      | <input type="checkbox"/> |                             |
| フィルタリセット釦  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換      | <input type="checkbox"/> |                             |
| 運転/停止釦     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換      | <input type="checkbox"/> |                             |
| アルコールモード釦  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換      | <input type="checkbox"/> |                             |
| ランプ類       |                                        |         |                          |                             |
| 操作パネル      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換      | <input type="checkbox"/> |                             |
| 蛍光灯        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 交換      | <input type="checkbox"/> |                             |
| 洗浄動作       |                                        |         |                          |                             |
| フタロック      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 吸水         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 異常音・振動     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |                                        |         |                          |                             |
| オゾン水濃度     | 正常 <input type="checkbox"/>            | 濃度      | mg/L                     |                             |
| オゾンインジケータ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> |         |                          |                             |
| 酸素発生       | 正常 <input type="checkbox"/>            | (濃度: %) | (流量: L/min)              | (圧力: Mpa)                   |
| 水漏れ確認      |                                        |         |                          |                             |
| 装置外        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |                                        |         |                          |                             |
| 外装         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃      | <input type="checkbox"/> |                             |
| 内装         | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃      | <input type="checkbox"/> |                             |
| 洗浄コネクタ     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> | 調整      | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |

| 交換部品    | 数量 | コメント |
|---------|----|------|
| 吸着筒     | 一式 |      |
| 吸湿筒     | 一式 |      |
| ドレンフィルタ | 一個 |      |
| オゾン分解触媒 | 一個 |      |
|         |    |      |
|         |    |      |

26 年 10 月 21 日

樋口内科・消化器科医院

ご署名

樋口庄市



\*本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。