

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様用

お客様	名称	仙台東口矯正歯科 様		製造番号		ご確認	阿部 正斗
	住所	宮城県仙台市宮城野区名掛丁205-5-1F		納入日	2019 / 6 / 21		
				納入検査実施者	エムシーサービス(株)仙台SC 後藤 正斗		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	☐	開閉動作確認	外装・設置	☐	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	☐	ドアパッキンキズ・汚れ点検		☐	アジャスタフットの緩み・設置状態
	☐	ドアロックユニット作動確認		☐	キズ・汚れ
	☐	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		☐	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	☐	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	☐	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	☐	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	☐	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	☐	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		☐	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	☐	洗剤投入量の確認		☒	ラック仕様切替(ハンドピースラック・標準ラック)
	☐	ローラーポンプの動作確認		☒	温水使用切替
給排水	☐	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能	☐	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	☐	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		☐	周波数と設置ICWの一致
	☐	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		☐	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	☐	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		☐	運転・お手入れ方法の説明
	☐	給湯温度(45~50℃)		☐	装置内運転時異音・振動
電装系	☐	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	その他		
	☐	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	☐	電源スイッチの作動状態			
	☐	SDカードの挿入・取外性			
	☐	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(濡電・熱注意)			
	☐	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良	トシ

特記事項