

# 保守点検・修理 報告書

管理 No. 2016 - 12 - 8  
発行日：平成 28年12月 8 日

|       |                                                                                                                               |                                                                       |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                         |                                                                       | 製造番号： 300393      |
| 作業年月日 | 平成 28 年 12 月 8 日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間： 1 Hr        |
| 顧客名   | ひまわり内科 様                                                                                                                      |                                                                       | TEL： 025-553-1030 |
| 所在地   | 新潟県糸魚川市東寺町1-4-6                                                                                                               |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 株式会社 新潟ムトウ                                                                                                                    |                                                                       | ご担当 板倉 様          |
| 納入年月日 | 平成 25 年 12 月 3 日                                                                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 1 年 1 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                                       |                   |

|                                    |                                                                               |              |                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                    |                                                                               |              |                                                    |
| 定期メンテナンス時期                         |                                                                               |              |                                                    |
| 不具合原因、作業内容                         |                                                                               |              |                                                    |
| 定期メンテナンス実施                         |                                                                               |              |                                                    |
| 点検項目                               |                                                                               |              |                                                    |
| フタロック                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                           | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 350    |
| オゾンセンサ                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                             | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.73 ppm |
| 水漏れ確認                              | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                                 | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレイ                                | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                            | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                                    |                                                                               |              |                                                    |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項          |                                                                               |              |                                                    |
| 異常ございません。次回定期メンテナンスは2017年12月となります。 |                                                                               |              |                                                    |

|          |              |                                                  |            |               |
|----------|--------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数： 730 | 更新（リセット） <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | 殺菌/消毒： 429 | 殺菌/消毒+アル： 304 |
|          | リークチェック： 0   | 自己洗浄： 249                                        | アルコール単独： 0 | エア単独： 0       |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|-------------------------------------|----|
| ワゴン分解触媒     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| ワゴン水濃度計     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| ワゴン水濃度計用フィル |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/>            |    |

新潟県糸魚川市東寺町1丁目4番6号

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

医療法人社団 ひまわり内科

ご署名 理事長 森 田 英 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店  
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1  
TEL：025-233-0592

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       |     |