

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年8月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300082
作業年月日	平成30年8月21日	作業時間：1 Hr
顧客名	新潟県立妙高病院 様	TEL：0255-86-2003
所在地	新潟県妙高市大字田口147-1	ご担当 長谷川 様
販売店	カチ医療器株式会社	ご担当 中嶋 様
納入年月日	平成26年5月29日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年4回目 定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特になし。

不具合原因、作業内容

異常ありません。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 404
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常はありませんでした。

装置情報	交換後運転回数：598 更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：1208	殺菌/消毒+アル：1626
	リークチェック：0 自己洗浄：828	アルコール単独：9	エア単独：9

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒		吸盤		☒	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☒	
ポン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☒	
ポン水濃度計用フィル		☒		給水フィルタ	F-202	☒	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年8月21日

ご署名

長谷川 由佳

修理業者 新鋭工業 株式会社 新潟支店
新潟県新潟市中央区関屋田町1-1
TEL：025-233-0592

責任技術者

H30.8.21



作業者

