

保守点検・修理 報告書

管理 No. 301227-01
発行日：平成30年 12 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号： 300392
作業年月日	平成 30 年 12 月 27 日		作業時間： / Hr
顧客名	田中外科医院 様		TEL： 025-752-2403
所在地	新潟県十日町市田中町本町通り272番地3		ご担当 様
販売店	株式会社スズケン 長岡支店 様		ご担当 水戸 様
納入年月日	平成 27 年 12 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 3 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守の時期の為実施。			
不具合原因、作業内容			
定期保守点検実施。			
点検項目			
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED
酸素ライン	正常	☒	エアライン
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン
濃度計流量	正常	☒	排気ライン
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動
清掃	正常	☐	電源コード
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ございません。			

装置 情報	交換後運転回数： 85	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒： 29	殺菌/消毒+7L： 295
	リークチェック： 0	自己洗浄： 269	7Lアルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	2
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	2
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	給水フィルタ		☐	1
オゾンセンサー		☒	1	カラータッチパネル		☐	1

お客様ご確認署名欄	30 年 12 月 27 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	ご署名 田中 陽一 
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	

修理業者	新鋭工業 株式会社 新潟支店 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1 TEL：025-233-0592	責任技術者	坂井 	作業者	坂井 
------	--	-------	--	-----	--