

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年4月18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100261
作業年月日	平成24年4月18日		作業時間: 1.0 Hr
顧客名	う、じわら内科クリニック		TEL: 086-250-8070
所在地	岡山県岡山市南区福成1丁目167-1		担当 様
販売店	山下医科器械(株)		担当 利尚田 様
納入年月日	平成24年4月4日	保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/>	付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>	修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

・定期保守点検実施

点検項目					
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常	<input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 572
オゾンセンサ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常	<input type="checkbox"/>
清掃	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/>	電源コード	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常	<input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		正常	<input type="checkbox"/>

作業結果 (完了) 暫定処理など、連絡事項、特記事項 ret. 0103/TO1.A

装置情報	交換後運転回数: 2474	更新(リセット) <input checked="" type="checkbox"/> 実施・未実施	殺菌: 32	殺菌+7L: 212
	リークチェック: 30	自己洗浄: 6	7L単独: 1	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾン濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾン濃度計フィルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24年4月18日

ご署名 藤原 天祐 (藤原 天祐 印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
 岡山県岡山市北区中島町1-7-8
 TEL: 086-235-0323

責任技術者	作業者
	