

## 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者：金平

|       |                   |      |           |                    |        |
|-------|-------------------|------|-----------|--------------------|--------|
| 点検年月日 | 平成 25 年 11 月 25 日 | 機種名  | ONW-10    | 製造機番               | 001098 |
| 設置場所  |                   |      |           | TEL : 086-693-1288 |        |
| 設置時期  | 平成 20 年 6 月 15 日  | 運転回数 | 1535(208) | 御対応者               |        |

| 点検項目       |    |                                     | 点検結果 |                                          |    |                          |
|------------|----|-------------------------------------|------|------------------------------------------|----|--------------------------|
| スイッチ類      |    |                                     |      |                                          |    |                          |
| 電源釦        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                 |    |                          |
| フィルタリセット釦  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                 |    |                          |
| 運転/停止釦     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                 |    |                          |
| アルコールモード釦  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                 |    |                          |
| ランプ類       |    |                                     |      |                                          |    |                          |
| 操作パネル      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                 |    |                          |
| 蛍光灯        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                 |    |                          |
| 洗浄動作       |    |                                     |      |                                          |    |                          |
| フタロック      | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |    |                                     |      |                                          |    |                          |
| オゾン水濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 : | mg/L                                     |    |                          |
| オゾンインジケータ  | 正常 | <input type="checkbox"/>            |      |                                          |    |                          |
| 酸素発生       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 : | 94.5 % 流量 : 12.75 L/min 圧力 : 103~187 MPa |    |                          |
| 水漏れ確認      |    |                                     |      |                                          |    |                          |
| 装置外        | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |    |                                     |      |                                          |    |                          |
| 外装         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃   | <input checked="" type="checkbox"/>      |    |                          |
| 内部         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃   | <input checked="" type="checkbox"/>      |    |                          |
| 洗浄コネクタ     | 正常 | <input type="checkbox"/>            | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/>                 | 交換 | <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     |                                        | 数量 | コメント               |
|----------|----------------------------------------|----|--------------------|
| 吸着筒      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | /  | 790.0不良、部品を換が必要でず。 |
| 吸湿筒      | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | /  |                    |
| ドレン用フィルタ | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | /  |                    |
| オゾン分解触媒  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> | /  |                    |
|          | 交換 <input type="checkbox"/>            |    |                    |
|          | 交換 <input type="checkbox"/>            |    |                    |

ご署名 林 田人 

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。