

## 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者：新鋭工業 川上

|       |               |      |        |       |              |
|-------|---------------|------|--------|-------|--------------|
| 点検年月日 | 平成 28年 9月 7日  | 機種名  | ONW-10 | 製造機番  | 001559       |
| 設置場所  | 岡山県津山市川崎1136  |      |        | TEL : | 0868-26-1349 |
| 設置時期  | 平成 2009年3月24日 | 運転回数 |        | 御対応者  |              |

| 点検項目       |    | 点検結果                                |                                                  |                          |                             |
|------------|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| スイッチ類      |    |                                     |                                                  |                          |                             |
| 電源釦        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                               | <input type="checkbox"/> |                             |
| フイルタリセット釦  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                               | <input type="checkbox"/> |                             |
| 運転/停止釦     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                               | <input type="checkbox"/> |                             |
| アルコールモード釦  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                               | <input type="checkbox"/> |                             |
| ランプ類       |    |                                     |                                                  |                          |                             |
| 操作パネル      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                               | <input type="checkbox"/> |                             |
| 蛍光灯        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                               | <input type="checkbox"/> |                             |
| 洗浄動作       |    |                                     |                                                  |                          |                             |
| フタロック      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |    |                                     |                                                  |                          |                             |
| オゾン水濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 : 0.3 mg/L                                    |                          |                             |
| オゾンインジケータ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> |                                                  |                          |                             |
| 酸素発生       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 : 90.3 % 流量 : 0.79 L/min 圧力 : 0.148~0.259 MPa |                          |                             |
| 水漏れ確認      |    |                                     |                                                  |                          |                             |
| 装置外        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |    |                                     |                                                  |                          |                             |
| 外装         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                               | <input type="checkbox"/> |                             |
| 内部         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                               | <input type="checkbox"/> |                             |
| 洗浄コネクタ     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                               | <input type="checkbox"/> | 交換 <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     | 数量                                     | コメント                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 吸着筒      | 交換 <input type="checkbox"/>            | <br>※ポンプ類、水位センサー類の劣化あり |
| 吸湿筒      | 交換 <input type="checkbox"/>            |                                                                                                           |
| ドレン用フイルタ | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                           |
| オゾン分解触媒  | 交換 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                           |
|          | 交換 <input type="checkbox"/>            |                                                                                                           |
|          | 交換 <input type="checkbox"/>            |                                                                                                           |

ご署名

大桑正久

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。