

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和元年 12月 18日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：	500058
作業年月日	令和元年 12月18日		作業時間：	60 Hr
顧客名	江崎医院 様		TEL：	087-894-0001
所在地	香川県さぬき市志度870-2		院長	様
販売店	株式会社アスティス		石川	様
納入年月日	2018年12月5日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
定期保守点検実施	
不具合原因、作業内容	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	水槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 (63)
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	消毒 チューブ類 正常 ☒
水槽側コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
	運転プログラムバージョン 正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
異常ありませんでした	

装置 情報	交換後運転回数： 118 更新 (リセット) ☒ 未実施	消毒 (総運転回数)： 4 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 1	
	消毒+アル (総運転回数)： 117	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 117	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 52	アルコール単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒	1	オゾン分解触媒	☒ 1	吸盤	☒
交換後 No. 10010092			排水栓	☒ 1	エアフィルター	☒
オゾンセンサー	☒	1	接続コネクタ；チューブ側	☒ 1	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒ 1		☐
				☐		☐

お客様ご確認署名欄	R / 年 / 12 月 / 18 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	医療法人社団 江崎医院
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	ご署名 江 崎 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	川上