

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 2020 年 7 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号： 500338
作業年月日	2020 年 7 月 17 日		作業時間： 1.5 Hr
顧客名	原田内科医院 様		TEL： 0868-76-1230
所在地	岡山県美作市豆田50-3		ご担当 院長 様
販売店	株式会社津山医研		ご担当 光後 様
納入年月日	2019 年 7 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年 1回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 570
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐	運転プログラムバージョン	正常 ☒ Ver. 0303 / T12A
作業結果 (完了)、暫定処理など、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数： 72 更新 (リセット) (実施) ・未実施	消毒 (総運転回数)： 4 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 1 (5%)	
	消毒+アル (総運転回数)： 69	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 0	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 61	アルコール単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No.			排水栓	☒		エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☐		水フィルター	☒	
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒			☐	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄	年 月 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	原田 誠之 (印)

修理業者 新鋭工業 株式会社 岡山支店
岡山県岡山市北区中島町1-7-8
TEL：086-235-0323

責任技術者	作業者
大倉	井上