

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和2年 3月 24日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus			製造番号：	500254
作業年月日	令和2年 3月24日			作業時間：	60 Hr
顧客名	高島病院			様	TEL： 087-874-3131
所在地	香川県高松市国分寺町新名500-1			院長	様
販売店	尾路医科器械株式会社			尾路専務	様
納入年月日	2019年3月22日			保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	1 年 / 回目	定期点検より記入 ☒	
<u>出張・引取</u>	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検実施

不具合原因、作業内容

点検項目					
フタロツク	正常 ☒	水槽 LED	正常 ☒		
酸素ライオン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒		
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 931	
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒		
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒		
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒		
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.74 ppm	
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒		
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒		
トレー	正常 ☒	消毒 チューブ類	正常 ☒		
水槽側コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒		
		運転プログラムバージョン	正常 ☒	Ver. 0304 / T12A	
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項					

装置 情報	交換後運転回数： 422 更新 (リセット) <u>実施</u> ・ 未実施	消毒 (総運転回数)： 264 / 消毒 (洗剤洗浄あり)： 23
	消毒+アル (総運転回数)： 160	/ 消毒+アル (洗剤洗浄あり)： 160
	リークチェック： 1	自己洗浄： 3
		アルコール単独： 0
		エア単独： 2

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換・数量	交換部品名称	交換・数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒	吸盤	☒
交換後 No. 15082106			排水栓	☒	エアフィルター	☐
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ：チューブ側	☒	水フィルター	☒
	☐		オゾン水濃度計用ノック	☒		☐

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 高 島 病 院

修理業者

新鋭工業 株式会社 岡山支店

岡山県岡山市北区中島田町1-7-8

TEL：086-235-0323

責任技術者

作業者