

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 3月 15日

機種/型式	ワッシャー・ディスインフェクター IC Washer.		
作業年月日	年 月 日	作業時間: Hr	
顧客名	医療法人 腎済会 佐久間デンタルクリニック 様		TEL: 024-555-6857
所在地	福島県福島市森合字屋敷中 15-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 5 月 6 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100105	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
製品内より異臭がレタため、 工場にてお預かりし、確認をおこなひました。		
原因		
製品内底面に、洗剤・仕上剤の漏れがあり、 異臭の原因となっておりました。		
処置、作業内容		
製品内のクリーニングをおこなひました。 また、運転確認をおこなひ、異常な事象を確認しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30 年 3 月 15 日
医療法人 腎済会

ご署名 佐久間デンタルクリニック印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者