

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日： 令和3年 年 1 月 13 日

販売名	オゾン水内視鏡洗浄消毒機 OED-1000S Plus		製造番号：	500439
作業年月日	2021 年 1 月 13 日		作業時間：	2 Hr
顧客名	住ヶ丘うちだクリニック 様		TEL：	092-661-1313
所在地	福岡市東区香住ヶ丘2-15-17		ご担当	様
販売店	福岡医師協同組合		ご担当	様
納入年月日	2020 年 1 月 14 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	点検のみ ☐	その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容					
点検項目					
フタロック	正常	☒	水槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 844
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.74ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	消毒 チューブ類	正常	☒
水槽側コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐	運転プログラムバージョン	正常	☒ Ver. 0303/7/2A
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項					
今回の点検はすべて正常でした。					
■初回の保守点検に付き無料です。次回の保守点検より¥78,000（税別）のご請求になりますのでご了承お願い致します。					

goseikyu utonarim asunode	交換後運転回数： 161	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	消毒（総運転回数）： 38	消毒（洗剤洗浄あり）： 24
	消毒＋アル（総運転回数）： 123		消毒＋アル（洗剤洗浄あり）： 118	
	リークチェック： 0	自己洗浄： 0	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量	交換部品名称	交換	数量
オゾン水濃度計	☒		オゾン分解触媒	☒		吸盤	☒	
交換後 No.	☒		排水栓	☒		エアフィルター	☐	
オゾンセンサー	☒		接続コネクタ、チューブ側	☐		水フィルター	☒	
	☐		オゾン水濃度計用フィルタ	☒			☐	
				☐			☐	

お客様ご確認署名欄	2021 年 1 月 13 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 内田立生	

修理業者

株式会社 新鋭工業福岡 福岡支店
福岡県福岡市東区多の津5-11-25
TEL：092-622-0055

責任技術者

作業者

