

## 点検・修理報告書

管理 No. 19193

発行日: 2020年1月20日

|                      |                                                                                                   |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| クラスBオートクレーブ IC Clave |                                                                                                   |                                                                           |
| 作業年月日                | 2020 年 1 月 14 日                                                                                   | 作業時間: 8 Hr                                                                |
| 顧客名                  | たかはし歯科クリニック 様                                                                                     | TEL: 0250-25-7581                                                         |
| 所在地                  | 新潟県阿賀野市中島町7-4                                                                                     | ご担当 様                                                                     |
| 販売店                  |                                                                                                   | ご担当 様                                                                     |
| 納入年月日                | 2016 年 4 月 日                                                                                      | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品 |
| 作業区分                 | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                                  | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                        |
| 出張・引取                | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                                           |

|                           |              |             |
|---------------------------|--------------|-------------|
| 装置情報                      | 製造番号: 100096 | 運転回数: 2684回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴           |              |             |
| ・ドアの動作が固い。                |              |             |
| 原因                        |              |             |
| ・ドアのハンドルロッドが固く調整されておりました。 |              |             |
| 処置、作業内容                   |              |             |
| ・ハンドルロッドを新品交換し、再調整しました。   |              |             |
| 特記事項                      |              |             |

|   | 交換部品名称     | 部品コード | 数量 | 単価 | 小計 |
|---|------------|-------|----|----|----|
| 1 | ハンドルロッド    |       | 1  |    |    |
| 2 | 缶内フィルター    |       | 1  |    |    |
| 3 | 給水タンクフィルター |       | 1  |    |    |
| 4 |            |       |    |    |    |
| 5 |            |       |    |    |    |
| 6 |            |       |    |    |    |
| 7 |            |       |    |    |    |

|                                                                                   |       |                                        |                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| お客様ご確認署名欄<br>・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。<br>・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 | 1. 有償 | 2. 無償 <input checked="" type="radio"/> | 部品代 合計                                                                                   |  |
|                                                                                   |       |                                        | 技 術 料                                                                                    |  |
|                                                                                   |       |                                        | 出 張 料                                                                                    |  |
|                                                                                   |       |                                        | 合 計                                                                                      |  |
|                                                                                   |       |                                        | 〒959-2024 新潟県阿賀野市中島町7-4<br>たかはし歯科クリニック<br>Tel 0250-25-7581 Fax 0250-25-7589<br>ご署名 高 橋 希 |  |

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

|    |       |     |
|----|-------|-----|
| 品証 | 責任技術者 | 作業者 |
|    |       |     |