

保守点検・修理 報告書

発行日 2019年7月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100218
作業年月日	2019年 7月 17日		作業時間:	Hr
顧客名	中部協同病院		TEL:	0980-52-1001
所在地			担当	様
販売店	(株)中央医療器		担当	宮城松広 様
納入年月日	平成23年 4月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シート記入 ☐
出張・引取	修 理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数: 490
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレー	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 500	更新 (リセッ) 実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 882	殺菌+7L: 786
	リークチェック: 1352	自己洗浄: 583	7Lアルコール単独: 108	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	コネクタ継手 (コネクタ側)		☐	2
排水栓		☐	1			☐	
オゾン濃度校正 (交換)		☐	1			☐	
コネクタ継手 (本体側)		☐	2			☐	
オゾンセンサー校正 (交換)		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

稲垣 清美

印

修理業者 新鋭工業株式会社 沖縄支店
 沖縄県浦添市仲間 1-19-6
 TEL: 098-876-4262

責任技術者

作業者