

# 点検・修理報告書

管理 No. 210740

発行日: 2021年11月25日

IC Clave	
作業年月日	2021年11月22日 作業時間: 8 Hr
顧客名	清水たろう歯科 様 TEL: 025-257-0888
所在地	新潟県新潟市中央区長潟1201-1 ご担当 様
販売店	㈱クワバラ ご担当 原田 様
納入年月日	2016年8月30日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品
作業区分	保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100141	運転回数: 5241回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・フロートスイッチの反応が良くない。

原因

・フロートスイッチと制御基板を接続している中継コネクタの接触が良くないことが分かりました。

処置、作業内容

・導通を確実にする対策を実施いたしました。

特記事項

- ・蒸気弁と真空弁がうなっていたので交換しました。
- ・回水弁も交換しました。
- ・最新の状態にバージョンアップいたしました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	真空弁		1		
3	回水弁		1		
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021年 12月 14日

ご署名 清水太郎 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL: 086-944-6528  
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者