

金沢 7/1=47

御中

点検確認書

点検担当者: 西野 道宏

点検年月日	26 9 2	機種名	ONW-10	製造機番	000366
設置場所				TEL	
納入時期		使用時間	117	御対応者	

点検項目	点検結果			
<b>スイッチ類</b>				
電源錠	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
フィルタリセット錠	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
運転/停止錠	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
アルコールモード錠	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
<b>ランプ類</b>				
操作パネル	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
蛍光灯	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	交換	<input type="checkbox"/>
<b>洗浄動作</b>				
フタロック	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
給水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 順方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 逆方向	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
細管洗浄 エアバーシ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
アルコールフラッシュ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
オゾン分解ファン	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
排水	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
異常音、振動	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
<b>性能確認</b>				
オゾン水濃度	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	濃度:	0.1 mg/L
オゾンインジケータ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>		
発生酸素	正常	<input type="checkbox"/>	濃度: 94%	流量: 0.75 L/min 圧力: ~ MPa
<b>水漏れ確認</b>				
装置外	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
装置内	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
<b>清掃</b>				
外装	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>
内部	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	清掃	<input type="checkbox"/>
洗浄コネクタ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>
洗浄チューブ	正常	<input checked="" type="checkbox"/>	調整	<input type="checkbox"/>

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

2026.9.02  
 26年 9月2日  
 御署名 西野 道宏