

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2018年 9月 12日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 9 月 7 日 作業時間： 8 Hr
顧客名	ほんまる歯科 様 TEL： 048-749-6480
所在地	埼玉県さいたま市岩槻区本丸3-20-53 マミーマート岩槻店2F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100139	運転回数： 655 (2289)	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	------------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① エラー 7 循環水圧定価

原因

① 循環ポンプインペラ破損

処置、作業内容

・循環ポンプ交換

・各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

・洗浄槽内フィルターおよび槽内洗浄消毒モードの定期的な実施をお願い致します

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・循環ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 9 月 13 日

ご署名

田村 由美 (東印)

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

桐野
'18/09/07

桐野
'18/09/07