

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 3 月 8 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 2 月 18 日		作業時間： Hr
顧客名	林歯科クリニック	様	TEL： 043-257-2870
所在地	埼玉県さいたま市大宮区大成町1-453-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 5 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シ記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080152	運転回数： 2694
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー8 循環水圧低下		
・排水ポンプ異音		
原因		
・循環時に機体内部の漏水による循環水減少（エラー8）		
・洗浄槽内フィルター、スプレーアーム内のごみ詰まり（エラー8）		
・排水ポンプ内に異物混入（排水ポンプ異音）		
処置、作業内容		
・洗浄槽内排水フィルター、排水ポンプ交換		
・各種点検調整、運転確認		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 ・WD-150用 洗浄槽内フィルター		1		
2 ・WD-150用 排水ポンプ		1		
3				
5				
6				
7				
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
			技 術 料	
			出 張 料	
			合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 3 月 11 日

ご署名 林 義典 (印)

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJサービス '19/01/22 安田	環境PJサービス '19/01/22 畑村