

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 8日

機種/型式	ウォッシャー・ディスインフェクター - IC Washer		
作業年月日	2018年 11月 8日	作業時間:	3 Hr
顧客名	あさか歯科医院	様	TEL: 048-813-8000
所在地	埼玉県さいたま市緑区道祖土2-16-15		ご担当
販売店	(株)モリタ 北関東支店	様	ご担当 山口
納入年月日	2017年 2月 23日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100182	運転回数:
------	--------------	-------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

本体のシャットダウン

原因

本体のSW電源に水がかり、安全装置が作動し、電源がOFFになりました。

処置、作業内容

通常の90℃5分モードで運転し、異常は確認できませんでした。

特記事項

洗浄槽内部のフィルターにゴミ詰まりがありました。
エラー、故障の原因と見えて、定期的な清掃をお願いいたします。

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
〒336-0907 さいたま市緑区道祖土2-16-15 あさか歯科医院 浅 香 淳 一 TEL 0488138000 FAX 0488138888		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	