

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 11月 13日

機種/型式	ワッシャー・ディスプレイ・IC Washer		
作業年月日	2018年 10月 26日		作業時間: Hr
顧客名	ヒノキオ歯科クリニック 様		TEL: 049-265-5914
所在地	埼玉県富士見市西みずほ台1-21-20-107		ご担当: 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当: 山中 様
納入年月日	2018年 8月 22日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品: ー
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100324	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ タッチパネルの暗転		
原因		
・ ドアからの水漏れによる。 タッチパネル用 DC 5V 電源のショート		
処置、作業内容		
・ DC 5V 電源を交換して正常		
・ 90℃ 5分の運転で、異常発生を確認して正常		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	DC 5V 電源		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			ピケ研オ歯科クリニック		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

埼玉県富士見市西みずほ台1-21-20
西みずほ台マンション107号

TEL 049-265-5914

ご署名 院長 川田 祐 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



桐野