

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 12 月 2 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 11 月 18 日		作業時間： Hr
顧客名	のぞみデンタルクリニック 様	TEL： 048-501-6483	
所在地	埼玉県大里郡寄居町大字桜沢1187-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 12 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060108	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー1 停電		
原因		
・機体内部の乾燥ラインのエルボ（継手）より漏水し、排水ポンプのコンデンサーに曝露して 漏電したことでショートが発生		
処置、作業内容		
・排水ポンプ、乾燥ラインエルボ、循環ライン配管ゴムCの交換		
・各種点検調整、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・排水ポンプ		1		
2	・乾燥ラインエルボ		1		
3	・配管ゴムC		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年12月5日
 歯科・小児科・矯正歯科・審美・口腔外科
のぞみデンタルクリニック
 〒369-1202 埼玉県大里郡寄居町桜沢1187-1
 ご署名 (CT 宛) ムンバウン 2535
 TEL 048-501-6483 FAX 048-501-7654

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/11/18 富田	環PJ '19/11/18 安田