

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 12 月 23 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2019 年 12 月 23 日		作業時間： Hr
顧客名	中津川歯科クリニック 様	TEL： 028-675-6480	
所在地	栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2388-3	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 3 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14070128	運転回数：2522	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
------	---------------	-----------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー3：機器内漏水

原因

・給水エルボ、乾燥エルボ破損による漏水



処置、作業内容

・給水・乾燥エルボ交換

・配管C劣化による交換

・各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	給水エルボ		1		
2	乾燥エルボ		1		
3	配管C		1		
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

医療法人 中津川会 日
中津川歯科クリニック

院 長 名 中 津 川 周 生 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'19/12/23
富田

環PJ
'19/12/23
安田