

点検・修理報告書

管理 No. 210***

発行日: 2021/12/16

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年12月8日			作業時間:	Hr
顧客名	すずき歯科医院 様			TEL:	048-822-5080
所在地	埼玉県さいたま市浦和区仲町1-6-6 浦和メディカルビル4F			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2017 年 11 月 15 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100273	運転回数:	767 回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー1 漏洩検出					
原因					
循環ラインL字継手、及びパッキンからの水漏れ。					
処置、作業内容					
L字継手、継手用パッキン一式交換。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	L字継手		1		
2	継手用パッキン		1		
3					
4					
5					
6					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。					
			2021 年 12 月 22 日 金 木 明 子 印 ご署名		

修理業者

株式会社 I H I 物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/12/16 池	小 '21/12/16 山	佐 '21/12/16 藤