

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIサービス
機械事業本部 営業サービスGr

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

NO. 00000

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030

お客様	名称	中村歯科医院	製造番号	100089	ご確認 高柳
	住所・TEL	千葉県袖ヶ浦市神奈内1-7-5 TEL 0438-62-1849	納入日	2016. 3. 25	
	モリタ・営業所・担当TEL	担当高柳様 千葉営業所	納入検査・会社・関係者	エムシーサービス(株)千葉SC 小泉	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内	
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ	
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認	
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認	
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		性能評価	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認				
	✓	ローラーポンプの動作確認				
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認	
	✓	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			運転説明	
				✓	装置内運転時異音・振動	
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ	
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好			
	✓	行程表示LEDの点灯				
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

備考		数量	
	スプレー オリフィス	2個 1個	50HZ付属品

作業者