

点検・修理報告書

管理 No. 20180321-1

発行日: 2018年 03月 21日

	IC Washer		
作業年月日	2018 年 3 月 21 日		作業時間: 6 Hr
顧客名	プレミアムタウン歯科クリニック 様		TEL:
所在地	千葉県成田市加良部1-1-48		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 千葉営業所		ご担当 様
納入年月日	2016 年 7 月 28 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100145	運転回数: 700	タッチパネルVer.01.07 CPU Ver.001012
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 槽内温度計温度偏差(5℃)			
原因			
① 温度計の不具合の可能性があります			
処置、作業内容			
① 槽内温度計を交換			
② ドア開閉対策部品交換			
特記事項			
洗浄層内部の循環水ストレーナーに目詰まり等あり こまめな清掃をお願いします 循環水ポンプの故障、循環水圧低エラーの原因につながります。 その他点検異常なし正常に運転			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	槽内温度センサーASSY	762303970	1		
2	ドア開閉対策部品				
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H30 年 4 月 3 日

ご署名 海保 敦 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐 '18/03/21 野	桐 '18/03/21 野