

D 作業報告書

依頼者	あいほら歯科医院様			ご承認	
住所	千葉県八千代市八千代台東3-12-1			中	
TEL	0120-461-805	室名		ご依頼	様
機種型式	WD-150	号機		運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	14080161 ✓
取扱業者名	(株)IHサービス			ご担当者	安田 様

作業日 20 16 年 11 月 18 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対処 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スト	3 CM	医療機器	区分	特 非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						50 コール
						60 撤去移設
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 4.0 H× 1 名× 7,500円	30,000
3	派遣料 1 名× 100円 × 16km	1,600
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6		

サービスセンター	千葉SC	実施者	小泉
TEL			

部署長	入力	検印	納品書
	小林	長川原	久保

①管理 No. 788317
 ②作業日 20 16 11 18
 ③Uコード 0120461805
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No. 14080161
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 32-399-2
 ⑨実施SC 80
 ⑩技術者 27
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 9-9-1-2

ご依頼内容・現象

エラーが発生する
 (ドア開放異常・循環水圧低下)

原因 ドアロックモーター部分の接触不良

処置 ドアロックユニットの調整
 ドアバネ調整確認
 正常に開放できる状態に調整
 循環水圧低下エラーの消滅確認
 試運転 (93と 10分) 正常動作確認
 正常運転 ドア開放確認

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

料 / 金 内 訳

⑬ A
 部品代 0

⑭ B
 技術料等 34,600

⑮

⑯
 税別合計金額 34,600

⑰
 消費税 2,768

ご請求金額 ¥ 37,368

納品書 No. 6939