

管理 No.

点検・修理報告書

発行日: 2018年 / 月 23日

機種/型式	ワッシャー・ディスクインフェクター WD-160		
作業年月日	2018 年 / 月 17 日		作業時間: Hr
顧客名	鈴木歯科クリニック 様	TEL: 0476-33-6990	
所在地	千葉県印西市西の原2-2-1 カスミ西の原店 テナント棟		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 千葉営業所		ご担当 長瀬 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14060071	運転回数: 2566 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー No.3 機器内漏水		
エラー発報の為、引き上げ修理を致しました。		
原因		
器城内配管(配管C)固定用ホースバンドの緩みが原因、 配管接続部より、水漏れがございました。		
処置、作業内容		
ホースバンドの増締めをいたしました。		
他、配管接続部からの水漏れ等、異常な点を確認いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 2. 無償			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒270-1334 千葉県印西市西の原2-2-1 カスミ西の原店 テナント棟

鈴木歯科クリニック

院長 鈴木 成

TEL 0476-33-6990 FAX 0476-33-6991

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030