

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2019年 1月 16日	【対応日】	2019年 1月 17日	案件No.	19220
【連絡元】	☒ モリタ(担当者: 千葉 諸橋)	☐ ディーラー(担当者:		電話受付:	
	☐ ユーザー	☐ その他(		現地対応:	渡瀬
【所在地&ユーザー名】	千葉県千葉市 おおにし歯科				
送り状番号:					

【機種】 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17 (機番:)	【症状・エラーコード】 ドアが開きにくい、工程終了時の開かたの音がある。
---	---

【対応方法】 ☐ 預かり修理 (代替機No. _____) ☒ 現地対応 対応内容: ☐ 部品交換 (_____) ☐ その他 (_____)	【運転情報】 運転回数: (<u>47</u>) 回 ※前回メンテからの運転回数 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認 備考: (_____) ※ 消耗品の使用回数など
---	--

【給水方法】 <ICW・WD> ☒ 水 ☐ 水&温水 <ICC・BC> ☐ 生成器 (アイオニー・) ☐ 精製水購入	【設置場所】 ☐ 作業台上 ☐ シンク下 ☐ その他()
【ラック・バスケット種類】 <ICW・WD> ☒ 標準ラック ☐ ハンドピースラック <止水プラグ使用> ☐ 有 ☐ 無 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無 【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 有 ☐ 無	【現地対応者コメント・所感】 ドアロックユニット 調整. パッキンとシリコングリースを薄く塗布する.