

## 保守点検・修理 報告書

|       |                                                                                                                           |                                                                       |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                       | 製造番号: 301268      |
| 作業年月日 | 2021 年 1 月 8 日                                                                                                            |                                                                       | 作業時間: 2 Hr        |
| 顧客名   | 高橋医院 様                                                                                                                    |                                                                       | TEL: 0556-32-2521 |
| 所在地   | 山梨県西八代郡市川三郷町岩間1890番地                                                                                                      |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   | 有限会社 平穂医科器械                                                                                                               |                                                                       | ご担当 川口 様          |
| 納入年月日 | 平成 30 年 1 月 24 日                                                                                                          | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>    |                                                                       |                   |

|                                                            |    |                                                                            |              |    |                                                 |
|------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                            |    |                                                                            |              |    |                                                 |
| 異常履歴なし                                                     |    |                                                                            |              |    |                                                 |
| 不具合原因、作業内容                                                 |    |                                                                            |              |    |                                                 |
| 保守点検作業実施                                                   |    |                                                                            |              |    |                                                 |
| 点検項目                                                       |    |                                                                            |              |    |                                                 |
| フタロック                                                      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌槽 LED      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン                                                      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | エアライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン                                                   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン水濃度計動作    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 630    |
| オゾンセンサ                                                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排水栓、排水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン                                                      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 細管送水ライン      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量                                                      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 排気ライン        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー                                                     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | オゾン濃度        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認                                                      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 異常音、振動       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃                                                         | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー                                                        | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | 殺菌チューブ類      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ                                                    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>                                        | マニホールド周辺チューブ | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                                                            |    | <input type="checkbox"/>                                                   |              |    |                                                 |
| 作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項                                  |    |                                                                            |              |    |                                                 |
| 異常ありません。使用後のお手入れを丁寧に実施いただきありがとうございます。<br>用手洗淨剤「ネオゲイムS」で消毒。 |    |                                                                            |              |    |                                                 |

|          |             |                                                                             |            |             |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数: 66 | 更新（リセット）実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 <input type="checkbox"/> | 殺菌/消毒: 241 | 殺菌/消毒+アル: 0 |
|          | リークチェック: 0  | 自己洗浄: 86                                                                    | アルコール単独: 0 | エア単独: 0     |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称        | 部品コード | 交換                                  | 数量   |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|---------------|-------|-------------------------------------|------|
| ポン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤            |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1set |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: 水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |      |
| ポン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ: チューブ側 |       | <input type="checkbox"/>            |      |
| ポン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |      |
| ポンセンサー      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |               |       | <input type="checkbox"/>            |      |

|                                                                                                                             |  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|
| お客様ご確認署名欄                                                                                                                   |  | 2021 年 1 月 8 日 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。</li> <li>本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。</li> </ul> |  | ご署名 印          |

修理業者 新鋭工業 株式会社 長野支店  
長野県松本市高宮東5-13  
TEL: 0263-24-2840

|             |             |
|-------------|-------------|
| 責任技術者       | 作業者         |
| 2021.1.8 青木 | 2021.1.8 青木 |