

③ 作業報告書

商標	ふくはら歯科クリニック		様	ご承認印	
住所	笠間市福原3080-4				
TEL	0296 73 6479	署名			
機種名	オトルーフ		メーカー	IHIマキテック	
型式	BC-17		(号機)	製番	1310046
		継続	有料	無料	

ご依頼内容・現象

保寸点検

(ご依頼者様)

原因

処置

☒ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）

☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認

☒ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

去肉滑碎

ドアロック交換

各部目視確認

18°キ2-ムテスト実施 - 86.4 kPa リ-7無 de

BD・HEIXテスト実施 OK

お客様への伝言

作業日 20 年 月 日

保形 守態	1 守 保要	2 栓 性整	3 換 点核	4 栓 点整	5 点 点核	9 対 象外	(摘要✓)
	1 守 保要	2 栓 性整	3 換 点核	4 栓 点整	5 点 点核	9 対 象外	
サービ ス形態	1 守 保要	2 点 点核	3 CM	医療 機器		特 管	区分
	1 守 保要	2 点 点核	3 CM	医療 機器		特 管	
作区 業分	00 製 品期	10 納 入没	11 現 地調	20 定 期点	30 性 能点	40 点 点核	50 コ ール
	00 製 品期	10 納 入没	11 現 地調	20 定 期点	30 性 能点	40 点 点核	
作区 業分	70 PR	72 取 明	73 改 造	74 品 入	75 下 見	77 FC	80 ア プ ア ク その他
	70 PR	72 取 明	73 改 造	74 品 入	75 下 見	77 FC	

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・据付・ <u>点検</u> 性検・	(見積書No.	)	16400
2	技術料	H×	名×	円
3	派遣料	80km×	1名×	100円
4	宿泊費	泊×	名×	円
5	諸経費			
6				

サービスセンター	7<12>.SC TEL	実施者	大玉
----------	-----------------	-----	----

責任技術者	検印	入力	納品書

取扱業者 (請求先)

III 3 グリフック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

M エムシーサービス株式会社

札幌SC	長野SC	つくばSC
秋田SC	松本SC	千葉SC
仙台SC	金沢SC	埼玉SC
那覇SC	北九州SC	京都SC
新潟SC	横浜SC	福岡SC

管理No. 819433

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

、洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト

M 滅菌センター

補修用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

平307-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A

A	部品代	4600
---	-----	------

⑭ B

技術料等	24	406
------	----	-----

15

--	--	--	--

16

税別合計金額	29	000
--------	----	-----

LB

消費税	2900
-----	------

ご請求金額 円	31	900
---------	----	-----

納品書No.	
--------	--

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

お客様用

お客様	名称	ふくはら歯科クリニック	製造番号	1310046	点検実施日	2020年3月16	ご承認印	
	住所	茨城県笠間市福原3080-4	運転回数	4501	点検実施者	エムシーサービス 橋大里		
	納入場所	1F	サービス形態	保守点検	モリタ担当部署			

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ☒ ドア
- ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
- ☒ 開閉ハンドル取り付け状態・動作確認
- ☒ フック取り付け状態・動作確認
- ☒ フックパネ・フック線番ピンの取り付け状態
- ☒ ビス・ナット・ボローセット増し締め
- ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ *上部ヒビ割れあり*
- ☒ フック検出ユニット動作確認
- ☒ ドアロックユニット動作確認
- ☒ 蓋板のキズ・汚れ *新*
- ☒ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 *滑*
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ *レ*
- ☒ 網カゴの破損・汚れ *レ*
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ *レ*

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度 *-94.3 kPa*

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取り付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ *交換*
- ☒ エアーフィルターのつまり・汚れ *400セト/17日使用*

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケータによる判定
- ☒ リークチェック *-864 kPa OK*
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

【 】

運転確認

含 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030