

ウォッシャーディスインフェクタ WD-150 現地調査確認書兼発注書

配布先 (株)IHIシバウラ

FAX (086) 942-9030

作成日 25年 11月 20日

設置希望日時		25年 12月12日 (月) 時間 13:00 ~ ※WD-150通常設置所要時間 3時間		納品説明 ☒ 当日 ☐ 別途		
客先	秋本歯科診療所 担当者	住所 神奈川県横浜市中区南仲町1-6 TEL — 未定 — FAX — —				
モリタ社	横浜支店 担当者 遠藤	住所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-8 KDX新横浜ビル9F TEL 045 — 473 — 8471 FAX 045 — 473 — 8488				
代理店	ササキ横浜支店 担当者 安本様	住所 神奈川県横浜市中区扇町3-8-8 TEL 045 — 641 — 7197 FAX 045 — 641 — 1751				
機種	ウォッシャーディスインフェクタ WD-150	台数	1台	☒ 通常仕様 ☐ プリンター仕様 ☐ RO水仕様		
オプション	品名	個数	品名	個数	品名	個数
	☐ 標準ラック		☐ 鉗子スタンド		☐ ケミカルインジケータ	
	☒ ハンドピース用ラック	1	☒ トレースタンド	1	☐ ケミカルインジケータケース	
	☒ ハンドピースホルダー	8	☒ 蓋付きバスケット	1	☐ プリンター	
	☒ SUSフィルター(10枚入)	1	☐ カセットスタンド		☐ プリンター用印刷用紙	
	☒ シリコンアダプタタービン用	3	☒ メッシュバスケット	1	☐ インクリボンカートリッジ	
	☒ シリコンアダプタCA用	2	☒ 専用 多酵素洗剤 2ℓ×4 【アイエスザイム】	1	☒ トレースタンド	1
	☐ 吸引管立て(10個入)		☒ 専用 仕上げ剤 2ℓ×4 【アイエスマルク】	1	☐	
	☒ インストルメントスタンド	1	☒ 洗浄槽内 洗浄剤 500g(5回分)	1	☐	
建屋情報	建屋	☐ 新設 (完成予定 年 月 日)		☒ 即存建屋	設置階	1 F
	駐車スペース有無	無し	エレベータ有無	無し	台車搬入可否	不可
	搬入通路最小寸法	幅 m × 高さ m		段差の有無		有
	設置スペース	☒ 原寸型紙記載の装置設置スペースが確保されていること。 ☒ キャビネット内設置時は機器放熱を逃がすための処置がされていること。 ※原寸型紙参照				
	ユーティリティ ※原寸型紙参照	電気工事	単相AC200V 15A以上 単独漏電遮断器 コンセント形状 パナソニックWF3012EK同等品 (原寸型紙記載)			
		給水種・工事	☐ 上水 ☐ 給湯 (給湯温度 ℃) ガス給湯器 20号以上 ☐ RO、純水 (地下水を使用していないことを確認) ☐ 原寸型紙における位置に給水が設けられていること。 ☐ 給水出口径 15A ☐ 給水、給湯圧 0.2~0.8MPa ☐ 給水、給湯量 10L/min以上			
		給水水質	水硬度 mg/L 硬度が100mg/L以下であることを確認する。			
		排水工事	☐ 原寸型紙指定位置に排水口が設けられていること。 ☐ 原寸型紙指定の排水口形状であること。			
注記 1. 設置場所の図面、写真等を添付のこと。 2. ユーティリティが原寸型紙と異なる場合は、詳細を添付のこと。 3. その他特記事項がある場合は、以下に記載のこと。						
特記事項						

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

メーカー用

 株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境安全課 GL

〒704-8122 岡山県岡山市東区三木寺町北170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

お客様	名称	秋本歯科診療所	製造番号	13080009	ご確認	
	住所	神奈川県横浜市中区南仲通1-6	納入検査実施日	2013/12/12		
	納入場所		納入検査・会社・実施者	(株)△△△△△△△△		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	OK	開閉動作確認	外装・設置	OK	本体の水平確認・基準傾き内
	OK	ドアパッキンキズ・汚れ点検		OK	アジャスタフットの緩み・設置状態
	OK	ドアロックユニット作動確認		OK	キズ・汚れ
	OK	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		OK	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	OK	ドア開放スイッチON時の開放状態		OK	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	OK	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	OK	入力・出力確認
	OK	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		OK	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	OK	洗剤投入量の確認			
	OK	ローラーポンプの動作確認			
給排水	OK	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	OK	付属品の確認
	OK	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		—	運転説明 (5分実施)
				OK	装置内運転時異音・振動
電装系	OK	電源スイッチの作動状態			
	OK	SDソケットの反応・汚れ			
	OK	行程表示LEDの点灯			
	OK	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

- 洗浄時間調整実施 75sec → 120sec (実測 140sec)
- 給水量調整実施 100dl → 110dl