

TEL(086)944-6528 FAX(086)942-9030

NO. 00000

|                          |                                                          |                                     |                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| お客様                      | 名称<br>平沢 歯科                                              | 製造番号<br>100007                      | 市平沢1152-1<br>歯<br>崎 岳<br>63-84-0800 |
|                          | 住所 TEL<br>〒257-0015<br>神奈川県秦野市平沢1152-1<br>0066-9718-1350 | 納入日<br>2015年10月2日                   |                                     |
| モリタ・営業所・担当TEL<br>担当 武田 様 |                                                          | 納入検査・会社・実地者<br>モリタ横須 武田<br>山手 平沢 泰彦 | 平<br>陸 奥<br>電話<br>確認                |

| 項目    | 判定 | 検査項目                 | 項目     | 判定 | 検査項目                |
|-------|----|----------------------|--------|----|---------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認               | 外装・設置  | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内       |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検        |        | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態    |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認        |        | ✓  | キズ・汚れ               |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認      |        | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷   |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態     | 制御     | ✓  | 運転プログラムの確認          |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付      | 性能評価   | ✓  | 入力・出力確認             |
|       | ✓  | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ  |        | ✓  | インジケータによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認             |        |    |                     |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認         |        |    |                     |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ     | その他    | ✓  | 付属品の確認              |
|       | ✓  | ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ |        | ✓  | 運転説明                |
|       |    |                      |        | ✓  | 装置内運転時異音・振動         |
| 電装系   | ✓  | 電源スイッチの作動状態          | 運転検査結果 |    | トシ                  |
|       | ✓  | SDソケットの反応・汚れ         | 良好     |    |                     |
|       | ✓  | 行程表示LEDの点灯           |        |    |                     |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ   |        |    |                     |

[illegible]