

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 3月 22日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
 ☐ユーザー
 ☐その他()
【ユーザー名&県名】 神奈川県 辻堂ステラ歯科

IC Washer【機番:100125】

IC Clave【機番:】

【症状】

エラー16

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

■現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
 ☐その他()

【給水方法】■水

☐水&お湯

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【ラック種類】☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレー棚

☐網バスケット

【備考】

パラメーター変更で様子見

すすぎ60s→120s

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】