

# 点検・修理報告書

管理 No. 20190403  
発行日: 2019年4月22日

|       |                                                                                        |                                                            |     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 機種/型式 | BC17                                                                                   |                                                            |     |
| 作業年月日 | 2019 年 4 月 15 日                                                                        | 作業時間:                                                      | Hr  |
| 顧客名   | 高木歯科 様                                                                                 | TEL:                                                       |     |
| 所在地   | 神奈川県小田原市栄町2-8-37                                                                       | ご担当                                                        | 様   |
| 販売店   |                                                                                        | ご担当                                                        | 様   |
| 納入年月日 | 年 月 日                                                                                  | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品 |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                       | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                         |     |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |     |

|                                                    |                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 装置情報                                               | 製造番号: 14060086 | 運転回数: 3263                                                                          |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴<br>ビビリ音異常                          |                |                                                                                     |
| 原因<br>・水ポンプのフィルターにゴミがつまりポンプに負荷がかかり音が大きくなったと想定されます。 |                |                                                                                     |
| 処置、作業内容<br>・水ポンプフィルター清掃・機械室内ホコリ除去で運転               |                |  |
| 特記事項                                               |                |                                                                                     |

|   | 交換部品名称 | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|--------|-------------|--------|----|----|
| 1 |        |             | 1      |    |    |
| 2 |        |             |        |    |    |
| 3 |        |             |        |    |    |
| 4 |        |             |        |    |    |
| 5 |        |             |        |    |    |
| 6 |        |             |        |    |    |
| 7 |        |             |        |    |    |
|   |        | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |        |             | 技術料    |    |    |
|   |        |             | 出張料    |    |    |
|   |        |             |        |    |    |
|   |        |             | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 高木歯科 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

| 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |