

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 7 月 22 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 6 月 28 日		作業時間： Hr
顧客名	神奈川歯科 様	TEL： 045-937-4682	
所在地	神奈川県横浜市緑区鴨居1-15-3 ロイヤルシティ 売番館104		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070130	運転回数： 2711
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・扉開閉不良（開きっぱなし状態） 		
原因		
・扉ワイヤー断線 		
処置、作業内容		
・扉ワイヤー交換 ・定期メンテナンス実施（別紙参照） ・各種点検調整、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・扉ワイヤー		一式		
2	・定期交換部品		一式		
3					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		※定期メンテナンスに含む

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 7 月 30 日
〒226-0003 横浜市緑区鴨居1-15-3

神奈川歯科

TEL/FAX 045-937-4682

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'19/06/28
富田

環PJ
'19/06/28
安田