

# 《不具合対応報告書》

担当者: 中村

【発生日】 2019年4月26日  
 【対応日】 2019年4月26日  
 【連絡元】 ☐モリタ(担当者: )  
☒ユーザー  
☐その他( )

【ユーザー名&県名】

山梨 歯科・矯正歯科 GOOD SMILE

IC Washer【機番: 100360】

【症状】

・エア抜き後のすすぎ画面「はい/いいえ」でフリーズ。  
 ※フリーズしたまま、すすぎは終わる、T=...

【対応方法】☐引取り修理(代替機no. )

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換( )  
☐その他( )

※テレメータ

【給水方法】☐水

☐水&お湯

【ラック種類】☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルター洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

主電源OFF後、翌日T=1=め。  
 予後確認可。

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no. )

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換( )  
☐その他( )

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他( )

【滅菌バッグ】☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】☐トレイ棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】