

保守点検・修理 報告書

管理 No. 2018 03 15
発行日：平成 30 年 3 月 15 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300016
作業年月日	平成 30 年 3 月 15 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	一里山・今井病院 様		TEL：0566-26-6700
所在地	愛知県刈谷市一里山町中本山88		ご担当
販売店	株式会社メディセオ 岡崎支店		ご担当 福田 様
納入年月日	平成 25 年 3 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 5 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
E202 + 1			
不具合原因、作業内容			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 355
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒ (交換)
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			

装置 情報	交換後運転回数：563	更新（リセット） ☒ 未実施	殺菌/消毒：1007	殺菌/消毒+7L：887
	リークチェック：0	自己洗浄：314	7Lコル単独：2	エア単独：3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	ニールドアーカイブ		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	430 年 3 月 15 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	荒野 裕美 (荒野)
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名	

修理業者 新鋭工業 株式会社 名古屋支店
愛知県名古屋市中区石仏町 2-1-40
TEL：052-859-1333

責任技術者	作業者
	H30.3/15
	半反