

作業者用



環境事業部 環境部干渉部GL

第704-8122 岡山県岡山市東区西大井170番6

TEL086-944-6528

FAX088-842-8030

ウオッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

お客様	名称	堀田菌科	製造番号	1408013L	「二」 製造 年月	
	住所	名古屋市中山区幸板町13	納入検査実施日	2018年5月10日		
	納入場所		納入検査・検査・実測者	I4シーエスエス (株) 名古屋SC 高野 昭彦		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準値内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態			
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	運転プログラムの確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤投入量の確認	性能評価	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

[illegible]