

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス課

〒704-8122岡山県岡山市東区西大字新地170-6

TEL(086)944-6528 FAX(086)944-9030

NO. 00000

お客様	名称	あまの歯科	製造番号	100036	確認 春次
	住所、TEL	愛知県岡崎市能見通1-71	納入日	2015年12月10日	
	モリタ・営業所・担当TEL	担当春次様 (株)モリタ 名古屋支店	納入検査・会社・受取者	エムシーサービス (株) 名古屋支店 倉津洋野	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考	数量
ストレーナー	2個

(株)IHエムサービス 小山様

IC Washer・IC Clave 納入設置依頼書

エムサービス株式会社 長川原 様

FAX: 026-273-4074

エムサービス株式会社 名古屋 SC 様

FAX: 0587-37-8088

送信日 平成27年11月24日
 送信枚数(本紙含む) 2枚
 No.NS-15-0094 1枚

設置依頼機種	☒	ウォッシャーデイスインフェクター IC Washer	備考		
	☐	クラスBオートクレープ IC Clave			
歯科医院名	あまの歯科				
歯科医院住所	愛知県岡崎市能見通1-71 TEL:				
設置希望日	・第一希望日	27年	12月	10日	11時~
	・第二希望日	年	月	日	時~
	・第三希望日	年	月	日	時~
納入説明日	別途				

モリタ様担当支店	名古屋支店	住所	名古屋市千種区仲田2-16-6
	担当者: 香次 様	TEL:	052-741-5461

※ エムサービス 2015 年 12 月 10 日 11 時頃
 到着日
 担当者 名古屋 SC

※印の枠内を記入して、下記の弊社担当者宛てにFAXして下さい。

備考	
----	--



株式会社IHサービス

環境事業部 営業部
 岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

担当 小山様

