

点検・修理報告書

管理 No. 2018.09.05

発行日: 2018年 09月 05日

IC Washer	
作業年月日	2018 年 9 月 5 日
顧客名	ぱんだ歯科 様
所在地	愛知県北名古屋市九之坪北町33 パティオニシハル2F
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店
納入年月日	2016 年 11 月 17 日
保証期間	内 ☐ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100169	運転回数: 1202	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	------------	----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ① ドア開閉時通常の停止位置で止まらず前回になる。

原因

- ① ドア開閉一部部品破損(ドアワイヤー切れ)

処置、作業内容

- ① ドア開閉対策部品に交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドア開閉対策部品		1 セット		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

愛知県北名古屋市西春駅前一丁目3番地
パティオニシハル2F 月 481-0040
医療法人 ジニア ぱんだ歯科
理事長 須崎 明
ご署名TEL(0568)26-3388 FAX(0568)26-3389

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
桐 '18/09/05 野	桐 '18/09/05 野