

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 日生歯科 御中 製造番号 100154

住所 愛知県名古屋市中区栄3-4-21TOSHIN SAKAEビル4F

点検日 2018年 10 月 9 日

点検時間 ~ 点検者 川本

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

・果者(ドア開閉時)付きこと確認済み

お客様ご確認ご署名欄

2018年 月 日

ご署名

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-4-21TOSHIN SAKAEビル4F
(医) 穂積新生会 日生歯科診療所
院長 藤城 雪彦
TEL:052-241-0680 FAX:052-241-0081

本作業にて知りえた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528