

点検・修理報告書

管理 No. 20190305

発行日： 年 月 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2019 年 3 月 5 日		作業時間： Hr
顧客名	とも歯科クリニック 様	TEL：	
所在地	愛知県名古屋市天白区野並2-440 野並ビル1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14090206	運転回数： 2669回	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 真空エラー			
原因			
・真空ポンプが老朽化していて乾燥の工程で止まってしまう。			
処置、作業内容			
・真空ポンプを交換。			
・給水タンク、フィルター類の清掃			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1 個		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

とも歯科クリニック 日

院長 水野 智仁

〒468-0015 愛知県名古屋市天白区野並2-440

TEL: 052-890-0118 FAX: 052-299-0116



修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

富田

作業者

安田