

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2020年 11月 20日	【対応日】	2020年 11月 20日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	愛知県豊田郡 せいのちクリニック様		

案件No. 2020625
 電話受付: 藤原
 現地対応: TAT 名
 送り状番号:

【機種】
☒ IC Washer IC Clave WD-150 BC-17
 (機番: 100162)

【症状・エラーコード】
 ・エラー8 洗剤供給異常

【対応方法】
☐ 預かり修理(代替機No.)
☒ 現地対応
 対応内容: ☒ 部品交換(洗剤缶、OPJケ-7) ☐ その他()

【運転情報】
 運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
☒ ICW・WD
☐ 水
☒ 水&温水
☐ ICC・BC
☐ 生成器
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】
☒ ICW・WD
☐ 標準ラック
☒ ハンドピースラック
☐ 止水プラグ使用
☐ 有 ☐ 無
☐ SUSフィルター洗浄
☐ 有 ☐ 無
☐ ICC・BC
☐ トレー棚
☐ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用
 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】
 ・洗剤ケ-7、OPJケ-7、OPJケ-7、OPJケ-7