

点検・修理報告書

管理 No. 210554
発行日: 2021/10/26

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer			
作業年月日	2021年10月19日		作業時間: Hr
顧客名	神谷ファミリー歯科 様	TEL: 0564-28-9321	
所在地	愛知県岡崎市伊賀町東郷中61-1		ご担当 様
販売店	ササキ(株)岡崎支店		ご担当 高須 様
納入年月日	2016 年 3 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100073	運転回数:	
------	--------------	-------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー7 循環水圧低下

原因

循環ポンプの故障

処置、作業内容

循環ポンプの交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

21 年 10 月 27 日

ご署名

神谷 孝也

印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証G '21/10/26 菊池	サービスG '21/10/26 小山	サービスG '21/10/26 佐藤