

点検・修理報告書

管理 No.

20181208

発行日: 2018 年 12 月 21 日

機種/型式	ウォッシャー・ディスイニエクター WD-150		
作業年月日	2018 年 12 月 21 日		作業時間: Hr
顧客名	八木 歯科 様		TEL:
所在地	滋賀県大津市神領 1-12-15		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070125	運転回数: 714 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	-------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

洗剤不足のお知らせ表示が消えない。

原因

洗剤チューブコネクタの断線

処置、作業内容

・洗剤チューブ Assy の交換
・念のため仕上剤も交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	洗剤チューブ Assy		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			7528円32		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

滋賀県大津市神領一丁目12番15号
年 月 日
医療法人 八木 歯科
理事長 八木 正樹 印
ご署名

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



小山