

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2019年12月2日	【対応日】	2019年12月8日
【連絡元】	☒ モリタ(担当者: 梁后)) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	北海道釧路市元町29-2 / HY田病院 歯科		

案件No. 19107
 電話受付: 187
 現地対応: 山崎 三木田
 送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100352)

【症状・エラーコード】
 ・ 圧力センサー故障

【対応方法】
☒ 預かり修理(代替機No.)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他 ()

【運転情報】
 運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()
 ※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☒ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【設置場所】
☒ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無

【現地対応者コメント・所感】
 ・ 保守交換作業完了 (7.2.5対応品)
 ・ 11月29日返却設置後1回使用でエラー表示
 が出た後故障表示が出て使用不可

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無