

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

シバウラ用



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境安全課

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新田170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030



名称	神戸大学医学部附属病院 様	製造番号	13100050	ご確認 加藤	
住所	神戸市中央区楠町7-5-2	納入検査実施日	2014年7月25日		
納入場所	歯科口腔外科	納入検査・会社・実施者	エムシーサービス(株) 黒田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
	レ	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	レ	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態		✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	レ	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	レ	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考