

点検・修理報告書

管理 No. 20191076

発行日: 2019 年 6 月 21 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 6 月 21 日		作業時間: Hr
顧客名	釜田歯科医院 様	TEL:	
所在地	兵庫県神戸市長田区御屋敷通2-3-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2019 年 6 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100269	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エアー 循環 水圧低下が
たまに発生する。 予備洗浄の時

原因

洗浄物の入れ方による エアー

処置、作業内容

入れ方の改善 ハンドピースの
プラグの取付け

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 6 月 21 日

〒653-0843 神戸市長田区御屋敷通2丁目3-1号

釜田 歯科医院 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
田 79.6.21	小山